

## Мочевой контроль уровень 3

Арт. AU2353

Лот 1018UC

ТЕСТ	МЕТОД	Ед. изм.	-2SD	Сред	+2SD	2SD	1SD
Амилаза	Randox Liquid Ethylidene pNPG7 для RANDOX	U/l	659	823	987	164	82
	Other 2-chloro-pNPG3 для других производителей	U/l	775	967	1159	192	96
Кальций	Arsenazo III	mmol/l	3,81	4,23	4,65	0,42	0,21
	Cresolphthalein complexone	mmol/l	4,3	4,78	5,26	0,48	0,24
Креатинин	Alkaline picrate no deproteinization	umol/l	12500	15600	18700	3100	1550
	Enzymatic UV method (340nm)	umol/l	12800	16000	19200	3200	1600
	Creatinine PAP method	umol/l	12900	16100	19300	3200	1600
Глюкоза	Glucose oxidase	mmol/l	11,5	14,4	17,3	2,9	1,45
	Hexokinase	mmol/l	11,7	14,6	17,5	2,9	1,45
Магний	Xylidyl Blue	mmol/l	10,7	13,4	16,1	2,7	1,35
Микроальбумин	Immunoturbidimetric	mg/l	142	177	212	35	17,5
Фосфор	Phosphomolybdate UV	mmol/l	21,4	26,7	32	5,3	2,65
Белок в моче	Pyrogallol Red	g/l	0,207	0,259	0,311	0,052	0,026
Мочевина	Urease kinetic	mmol/l	349	436	523	87	43,5
Мочевая кислота	Uricase peroxidase no ascorbate oxidase	umol/l	1020	1270	1520	250	125
	Uricase Peroxidase with ascorbate oxidase @ 546nm	umol/l	980	1230	1480	250	125