

Мочевой контроль уровень 3
Арт. AU2353

Лот 1106UC

ТЕСТ	МЕТОД	Ед. изм.	-2SD	Сред	+2SD	2SD	1SD
Амилаза	Randox Liquid Ethylidene pNPG7 для RANDOX	U/l	822	1028	1234	206	103
	Other 2-chloro-pNPG3 для других производителей	U/l	822	1028	1234	206	103
Кальций	Arsenazo III	mmol/l	3,79	4,21	4,63	0,42	0,21
	Cresolphthalein complexone	mmol/l	4,27	4,73	5,19	0,46	0,23
Креатинин	Alkaline picrate no deproteinization	umol/l	12200	15300	18400	3100	1550
	Enzymatic UV method (340nm)	umol/l	12600	15700	18800	3100	1550
	Creatinine PAP method	umol/l	12900	16100	19300	3200	1600
Глюкоза	Glucose oxidase	mmol/l	11,9	14,9	17,9	3	1,5
	Hexokinase	mmol/l	12	15	18	3	1,5
Магний	Xylidyl Blue	mmol/l	10,2	12,7	15,2	2,5	1,25
Микроальбумин	Immunoturbidimetric	mg/l	141	176	211	35	17,5
Фосфор	Phosphomolybdate UV	mmol/l	21,3	26,6	31,9	5,3	2,65
Белок в моче	Pyrogallol Red	g/l	0,212	0,264	0,316	0,052	0,026
Мочевина	Urease kinetic	mmol/l	347	434	521	87	43,5
Мочевая кислота	Uricase peroxidase no ascorbate oxidase	umol/l	1090	1360	1630	270	135
	Uricase Peroxidase with ascorbate oxidase @ 546nm	umol/l	1060	1330	1600	270	135