

Мочевой контроль уровень 3 **Арт. AU2353**

Лот 1153UC

ТЕСТ	МЕТОД	Ед. изм.	-2SD	Сред	+2SD	2SD	1SD
Амилаза	Randox Liquid Ethylidene pNPG7 для RANDOX	U/l	739	923	1107	184	92
	Other 2-chloro-pNPG3 для AGAPPE	U/l	766	956	1146	190	95
Кальций	Arsenazo III	mmol/l	4,01	4,45	4,89	0,44	0,22
	Cresolphthalein complexone	mmol/l	4,43	4,91	5,39	0,48	0,24
Креатинин	Alkaline picrate no deproteinization	umol/l	12500	15600	18700	3100	1550
	Enzymatic UV method (340nm)	umol/l	12700	15900	19100	3200	1600
	Creatinine PAP method	umol/l	12700	15900	19100	3200	1600
Глюкоза	Glucose oxidase	mmol/l	11,8	14,8	17,8	3	1,5
	Hexokinase	mmol/l	11,8	14,8	17,8	3	1,5
Магний	Xylidyl Blue	mmol/l	10,1	12,6	15,1	2,5	1,25
Микроальбумин	Immunoturbidimetric	mg/l	139	174	209	35	17,5
Фосфор	Phosphomolybdate UV	mmol/l	21,5	26,9	32,3	5,4	2,7
Белок в моче	Pyrogallol Red	g/l	0,246	0,306	0,366	0,06	0,03
Мочевина	Urease kinetic	mmol/l	348	435	522	87	43,5
Мочевая кислота	Uricase peroxidase no ascorbate oxidase	umol/l	1030	1290	1550	260	130
	Uricase Peroxidase with ascorbate oxidase @ 546nm	umol/l	1010	1260	1510	250	125