

**Трехуровневый кардиологический контроль  
Арт. СQ 3100**

**LOT 4433СК, 4435СК, 4438СК**

**Уровень 1**

Лот	ТЕСТ	МЕТОД	Ед. изм.	-2SD	Сред	+2SD	2SD	1SD
4433СК	КФК общая	CK-NAC (IFCC) 37°C	U/l	71	87	103	16	8
	Гомоцистеин	Enzymatic	umol/l	12,1	15,1	18,1	3	1,5
	Миоглобин	Randox Immunoturbidimetric	ng/ml	45	64,2	83,4	19,2	9,6

**Уровень 2**

Лот	ТЕСТ	МЕТОД	Ед. изм.	-2SD	Сред	+2SD	2SD	1SD
4435СК	КФК-МВ фракция	Randox Immunoinhibition serum start 37°C	U/l	18	22,4	26,8	4,4	2,2
		Randox Immunoinhibition substrate start 37°C	U/l	17,9	22,3	26,7	4,4	2,2
	КФК общая	CK-NAC (IFCC) 37°C	U/l	185	225	265	40	20
	Гомоцистеин	Enzymatic	umol/l	18,2	22,8	27,4	4,6	2,3
	Миоглобин	Randox Immunoturbidimetric	ng/ml	122	175	228	53	26,5

**Уровень 3**

Лот	ТЕСТ	МЕТОД	Ед. изм.	-2SD	Сред	+2SD	2SD	1SD
4438СК	КФК-МВ фракция	Randox Immunoinhibition serum start 37°C	U/l	110	137	164	27	13,5
		Randox Immunoinhibition substrate start 37°C	U/l	108	135	162	27	13,5
	КФК общая	CK-NAC (IFCC) 37°C	U/l	511	623	735	112	56
	Гомоцистеин	Enzymatic	umol/l	31,9	39,7	47,5	7,8	3,9
	Миоглобин	Randox Immunoturbidimetric	ng/ml	189	270	351	81	40,5