Лекарственный контроль уровень 2	ı
Арт. HD1668	

Лот 801DC								
TECT	МЕТОД	Ед. изм.	-2SD	Сред	+2SD	2SD	1SD	
Карбамазепин	Turbidimetric	мкг/мл	6,51	8,13	9,75	1,62	0,81	
Дигоксин	Turbidimetric	нг/мл	1,26	1,56	1,86	0,3	0,15	
Литий	Spectrophotometric	ммоль/л	1	1,14	1,28	0,14	0,07	
Метотрексат	Enzyme Immunoassay	ммоль/л	0,94	1,16	1,38	0,22	0,11	
Вальпроевая кислота	Turbidimetric	мкг/мл	65,3	81,5	97,7	16,2	8,1	