

**Липидный контроль уровень 3
арт. LE2670**

Лот 2880СН

ТЕСТ	МЕТОД	Ед. изм.	-2SD	Сред	+2SD	2SD	1SD
Аполипопротеин А-1	Immunoturbidimetric	g/l	1,75	2,13	2,51	0,38	0,19
Аполипопротеин В	Immunoturbidimetric	g/l	1,22	1,48	1,74	0,26	0,13
Холестерин	Cholesterol Oxidase	mmol/l	6,55	7,53	8,51	0,98	0,49
ЛПВП	Direct Clearance Method для RANDOX	mmol/l	1,59	1,87	2,15	0,28	0,14
	Direct HDL Immunoseparation для других производителей	mmol/l	1,44	1,7	1,96	0,26	0,13
ЛПНП	Direct Clearance Method для RANDOX	mmol/l	4,2	4,94	5,68	0,74	0,37
	Selective detergent methods для других производителей	mmol/l	3,53	4,15	4,77	0,62	0,31
Липопротеин (а)	Immunoturbidimetric	g/l	0,217	0,271	0,325	0,054	0,027
Триглицериды	Lipase/GPO-PAP no correction	mmol/l	3,54	4,22	4,9	0,68	0,34