

Мочевой контроль уровень 3

Арт. AU2353

Лот 1077UC

| ТЕСТ | МЕТОД | Ед. изм. | -2SD | Сред | +2SD | 2SD | 1SD |
|-----------------|---|----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Амилаза | Randox Liquid Ethylidene pNPG7 для RANDOX | U/l | 0 | | 0 | | 0 |
| | Other 2-chloro-pNPG3 для других производителей | U/l | 0 | | 0 | | 0 |
| Кальций | Arsenazo III | mmol/l | 3,89 | 4,31 | 4,73 | 0,42 | 0,21 |
| | Cresolphthalein complexone | mmol/l | 4,34 | 4,82 | 5,3 | 0,48 | 0,24 |
| Креатинин | Alkaline picrate no deproteinization | umol/l | 12600 | 15700 | 18800 | 3100 | 1550 |
| | Enzymatic UV method (340nm) | umol/l | 13000 | 16300 | 19600 | 3300 | 1650 |
| | Creatinine PAP method | umol/l | 13100 | 16400 | 19700 | 3300 | 1650 |
| Глюкоза | Glucose oxidase | mmol/l | 11,9 | 14,9 | 17,9 | 3 | 1,5 |
| | Hexokinase | mmol/l | 12,1 | 15,1 | 18,1 | 3 | 1,5 |
| Магний | Xylidyl Blue | mmol/l | 10,8 | 13,5 | 16,2 | 2,7 | 1,35 |
| Микроальбумин | Immunoturbidimetric | mg/l | 143 | 179 | 215 | 36 | 18 |
| Фосфор | Phosphomolybdate UV | mmol/l | 21,6 | 27 | 32,4 | 5,4 | 2,7 |
| Белок в моче | Pyrogallol Red | g/l | 0,209 | 0,261 | 0,313 | 0,052 | 0,026 |
| Мочевина | Urease kinetic | mmol/l | 379 | 474 | 569 | 95 | 47,5 |
| Мочевая кислота | Uricase peroxidase no ascorbate oxidase | umol/l | 1140 | 1420 | 1700 | 280 | 140 |
| | Uricase Peroxidase with ascorbate oxidase @ 546nm | umol/l | 1100 | 1370 | 1640 | 270 | 135 |